

SCHEDA TECNICA

MEDI PROTEX

Confezione:

Mascherina facciale filtrante lavabile Conf. singola in PVC

Denominazione:

La mascherina filtrante , è una mascherina in tessuto elasticizzato, lavabile, antistatica e anti odore, destinata ad uso esclusivo della collettività.

Dati Tecnici:

Tessuto mascherina: 65% Poliestere – 29% Polipropilene
4% Poliammide metalizzata – 2% Elastan
Strati: 1 strato
Peso (gr): 5,65 gr tolleranza +/- 5%
Colore: nero, carbone

Pulizia e Conservazione

Pulire il prodotto con acqua tiepida e con detersivi neutri e non aggressivi. Può essere lavato anche con acqua tiepida e sapone neutro a mano. Non candeggiare. Non mettere in asciugatrice. Non stirare

Lavaggio a mano: la mascherina può essere lavata a mano immergendola, strofinandola delicatamente e spremendola nell'acqua e sapone neutro.

Asciugatura: asciugare all'aria aperta evitando i raggi solari diretti.

Prima di conservare la mascherina verificare che sia pulita.

Conservare la mascherina filtrante in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.

Conservare la mascherina filtrante lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.

Dopo l'utilizzo, riporre la mascherina lavata e completamente asciugata all'interno di un contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità.

Manutenzione e stoccaggio:	Manipolazione: secondo le norme convenzionali di igiene Stoccaggio: conservare nella confezione originale al riparo dall'umidità. Requisiti del locale: temperature ambiente (18/40 gradi centigradi) mantenedo le confezioni ben chiuse
-----------------------------------	---

Confezione multipla:	Scatola in cartone contenente n.xxxxx pz
-----------------------------	--

Data ultima revisione: Marzo 2020

Redatto da: Controllo Qualità